

# ADP-611自动卡氏样品加热处理器

[详细信息...](#)

货号:	26151736	品牌:	京都电子
单位:		重量:	
属性:			
详细资料:	<p>ADP-611自动卡氏样品加热处理器详细介绍:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 连接卡氏水分测定仪, 由卡氏水分测定仪控制操作程序。</li><li>2. 适用于塑料粒、粉末、固体样品或干扰物质的水分测定。</li><li>3. 试样舟利用磁力方式, 自动送入加热炉, 减少湿气影响。</li><li>4. 透明加热玻璃管, 可观察样品加热蒸发过程, 便于清洗。</li><li>5. 样品蒸发温度自动扫描功能, 寻找试样最佳的加热温度。</li><li>6. 自动加热试样舟和加热管, 可减少样品测试的间隔时间。</li></ol> <p>ADP-611自动卡氏样品加热处理器技术参数:</p> <p>温度控制范围:50~300° C。 加热器装置:派热克斯玻璃管, 内径30X长度335mm。 气体传送:1)氮气, 2)空气泵(另购配件)。 气体干燥:沸石干燥剂X2。 气体流量:70~300mL/min。 电源:AC100~120/200~240, 50/60Hz。</p>		



关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话: 021-61552601/61552602/61552603地址: 上海市共和新路435号  
凯鹏国际大厦18楼G座E-mail: sales@ba17.com邮编: 200070

[更多相关资料请点击访问...](#)